

KaVo Dental Excellence

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2021



Instrumentation

Pages 2 à 5



Entretien et Maintenance

Pages 6 et 7



Prophylaxie

Pages 8 à 13



Chirurgie

Pages 14 et 15



Service Après-Vente

Pages 16 à 19

Par les experts, pour les experts.



ADF STAND 3L03

Fabriqué en
Allemagne

SÉRIE MASTER

"KAVO SAFE CARE"

3 instruments au choix

4 ans de garantie

*Montant donné à titre indicatif calculé sur base leasing Médilease d'une durée de 48 mois. Sous réserve d'acceptation de dossier. Non proposé par KaVo.

Pour en savoir plus, contactez votre distributeur.

Kavo Safe Care, L'atout sérénité

- Un leasing clé en main
- Une sérénité totale grâce à une durée de garantie de 48 mois
- Budget maîtrisé de bout en bout

KaVo MASTERmatic LUX M25 L 1:5
Notre référence en terme de contre-angle rouge grâce à une réduction de la taille de la tête (H: 13,5 mm ; diamètre 10,3 mm), combinaison brevetée tête / manche, pièce de guidage en carbure, technologie triple engrenage et filtre de spray remplaçable, spray à 3 sorties système de serrage par bouton poussoir, roulements à billes en céramique, faible volume sonore (55 dB(A))
Réf. 1.009.3630

2364€ **1300€** ou **29.50€/mois***

KaVo MASTERmatic LUX M05 L Mini 1:5
Mini tête (H: 12,6 mm, diamètre 9 mm) pour fraises à tiges courtes, technologie triple engrenage, spray à 1 sortie avec système de serrage à bouton poussoir, roulements à billes céramiques, tête 43 % plus petite que celle du GENTLEpower 25 LP, parfaite pour les zones difficiles d'accès et idéale pour le traitement des enfants et des personnes âgées, faible volume sonore (55 dB(A))
Réf. 1.009.3640

2364€ **1300€** ou **29.50€/mois***

Nouveau!!! Puissance augmentée

KaVo MASTERtorque LUX M9000 L/LS*
Puissance maximale jusqu'à **31 watts**, 57 dB(A), hauteur de tête de 13,1mm, spray à 4 sorties
*Réf. 1.008.7900 (raccord KaVo)
*Réf. 1.008.5400 (raccord Sirona)

2132€ **1275€** ou **26.66€/mois***

KaVo MASTERtorque Mini LUX M8700 L/LS**
Petite tête : hauteur de tête de 12,1 mm, 59 dB(A), pour fraises standards et miniatures, puissance de **30 watts**, spray 3 sorties
**Réf. 3.001.0000 (Raccord KaVo)
**Réf. 3.001.0600 (Raccord Sirona)

2132€ **1275€** ou **26.66€/mois***

KaVo MASTERmatic LUX M20 L 1:1
Pour la préparation des cavités et des couronnes, la finition, l'excavation des caries et les traitements endodontiques, conduite de lumière par barreau de verre jusqu'à 25 000 lux, filtre de spray remplaçable, flexibilité de traitement maximale grâce aux 14 têtes interchangeables
Réf. 1.009.3620

KaVo MASTERmatic LUX M07 L 2,7:1
Conduite de lumière par barreau de verre jusqu'à 25 000 lux, pour des applications d'excavation des caries et de prophylaxie, filtre de spray remplaçable, flexibilité de traitement maximale grâce aux 14 têtes interchangeables
Réf. 1.009.3610

RONDoflex
Système d'air abrasion avec spray depulvérisation permettant de réduire la quantité de dispersion de poudre et d'éliminer en douceur et sans douleur les matériaux présents à la surface de la dent
Réf. 1.002.2179

2447€ **1825€** ou **41.41€/mois***

PROPHYflex
Système d'aéropolissage ergonomique et facile à ajuster, pour une utilisation sous-gingivale et supra-gingivale
Réf. 3.002.8000

1696€ **1325€** ou **30.06€/mois***

KaVo MASTERmatic LUX M20 L 1:1 + Tête INTRA L67 ou L68

1655€ **1025€** ou **23.26€/mois***

KaVo MASTERmatic LUX M07 L 2,7:1 + Tête INTRA L67 ou L68

1612€ **1075€** ou **24.39€/mois***

Tête INTRA L67 2:1
Avec système de serrage à bouton-poussoir pour fraises de contre-angles d'un diamètre de 2,35 mm, vitesse de fonctionnement max. : 20 000 tr / min
Réf. 1.008.1832

Tête INTRA L68 1:1
Avec un système de serrage avec bouton poussoir pour les fraises de contre-angles d'un diamètre de 2,35 mm, avec système de serrage renforcé, vitesse de fonctionnement max. : 40 000 tr / min
Réf. 1.008.1833

SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête)
Nouveau couple maximal transmissible de 80 Ncm permettant aux implantologues de répondre parfaitement aux demandes croissantes des nouveaux systèmes d'implants
Réf. 1.013.7541

2162€ **1495€** ou **33.92€/mois***

Autres modèles disponibles sur : www.kavo.com/fr-fr

SÉRIE EXPERT

Faites confiance aux performances high tech de KaVo



Contre-angle multiplicateur EXPERTmatic LUX E25 L (1 : 5)
Pièce de guidage en carbure conduite de lumière par barreau de verre jusqu'à 25 000 lux, travail rapide et précis grâce à une tête de petite taille, bouton poussoir et roulements à billes en céramique, conduites eau et air internes et spray à 3 sorties avec filtre de spray remplaçable
Réf. 1.007.5550

14573€ **980€**



Contre-angle EXPERTmatic LUX E20 L (1 : 1)
Conduite de lumière par barreau de verre jusqu'à 25 000 lux, efficacité d'accès grâce à une tête encore plus petite, spray 1 sortie, conduites eau et air internes, facile à manipuler grâce au bouton-poussoir
Réf. 1.007.5540

11154€ **715€**



Contre-angle réducteur EXPERTmatic LUX E15 L (5,4 : 1)
Conduite de lumière par barreau de verre jusqu'à 25 000 lux, efficacité d'accès grâce à une tête encore plus petite, spray 1 sortie, conduites eau et air internes, facile à manipuler grâce au bouton-poussoir
Réf. 1.007.5530

1280€ **800€**



Contre-angle multiplicateur EXPERTmatic E25 C (1 : 5, sans lumière)
Pièce de guidage en carbure, travail précis et rapide grâce à une tête encore plus petite avec bouton-poussoir et roulements à billes en céramique, spray à 3 sorties et filtre de spray remplaçable, conduites eau et air internes
Réf. 1.007.5551

13324€ **850€**



Contre-angle EXPERTmatic E20 C (1 : 1, sans lumière)
Efficacité d'accès grâce à une tête encore plus petite, spray 1 sortie, conduites de spray eau et air internes avec bouton-poussoir
Réf. 1.007.5541

900€ **580€**



Contre-angle réducteur EXPERTmatic E15 C (5,4 : 1, sans lumière)
Efficacité d'accès grâce à une tête encore plus petite, spray 1 sortie, conduites de spray eau et air internes avec bouton-poussoir
Réf. 1.007.5531

1032€ **670€**



Pièce à main EXPERTmatic E10 C (1 : 1, sans lumière)
Spray 1 sortie, avec spray eau et air internes, compatible avec fraises ou mandrins pour pièces à main et contre-angles
Réf. 1.007.5560

724€ **460€**

DUO-PACK EXPERT

Une offre économique idéale pour compléter vos parc d'instruments



Duo-Pack E25L Réf: 1.014.5499

3446€ **1450€**

soit **725€** le contre angle rouge



Duo-Pack E20L Réf: 1.014.5505

2309€ **1160€**

soit **580€** le contre angle bleu



Duo-Pack E680L Réf: 1.014.5478

2849€ **1430€**

soit **715€** la turbine

Egalement disponible Duo-Pack Mix E25 L/ E20 L Réf: 1.014.5475

2728€ **1380€**

Nouveau !!! Puissance augmentée



EXPERTtorque LUX E680 L
Puissance jusqu'à **29 watts**, conduite de lumière par barreau de verre, spray à 4 sorties, hauteur de tête de 13,6 mm, 62 dB(A)
Réf. 1.006.8700

1424€ **890€**

Haute puissance



EXPERTtorque Mini LUX E677 L
Tête de petite taille : hauteur de tête de 12,2 mm, pour fraises standards et miniatures, spray à 3 sorties, conduite par barreau de verre, puissance de **27 watts**, 65 dB(A)
Réf. 1.007.3600

1424€ **890€**

Tête de petite taille



EXPERTtorque E680 C (sans lumière)
Puissance jusqu'à **29 watts**, spray à 4 sorties, hauteur de tête de 13,6 mm, 62 dB(A)
Réf. 1.006.9000

1290€ **830€**

Sans lumière

QUATTROcare PLUS

Votre parc d'instrument a augmenté, ne négligez pas son entretien

Pour qu'une élimination efficace des protéines à l'intérieur des instruments soit également garantie, il est nécessaire de procéder au préalable à un nettoyage intensif avec le spray KaVo CLEANspray and DRYspray. La rapidité du KaVo QUATTROcare PLUS soulage non seulement votre cabinet, mais vous offre également la sécurité d'un entretien parfait. La récompense : une plus grande longévité de vos instruments.

Le dispositif de dosage automatique à emplacements individuels garantit l'utilisation de la quantité d'huile adaptée à chaque instrument en fonction du modèle. Ceci permet d'éviter une consommation excessive d'huile d'entretien tout en assurant un fonctionnement optimal des instruments. KaVo QUATTROcare PLUS est un système universel.

En d'autres termes, vous pouvez nettoyer aussi bien vos instruments KaVo de haute qualité avec KaVo QUATTROcare PLUS que les instruments de tous les fabricants courants.

QUATTROcare PLUS 2124 A

3 raccords d'entretien INTRAmatic courts et 1 raccord d'entretien MULTIFlex, avec 1 bouteille de spray QUATTROcare Plus, raccords d'entretien pour tous les instruments de marques concurrentes classiques disponibles en tant qu'accessoires, garantie 12 mois

- Cycle de lubrification pour 4 instruments durant seulement 1 min
- Processus d'entretien automatisé contrôlé par un programme
- Lubrification optimale, grâce au dosage mesuré automatique, en fonction de la sortie
- Manipulation facile qui évite l'entretien inadapté
- Nettoyage par air comprimé du système de transmission et des conduits de spray, grâce à la fonction de purge
- Aucune fuite de résidu d'huile après la lubrification
- Programme d'entretien des pinces de serrage intégré
- Dispositif complet livré avec quatre raccords (1 MULTIFlex/3 INTRAmatic courts)
- Conception moderne et ergonomique

Réf. 1.008.3805

2895€ **2110€**



QUATTROcare plus Spray 2140P (carton de 6 sprays)

Spray d'entretien pour les appareils de lubrification KaVo QUATTROcare PLUS, propulseur en aérosol respectueux de l'environnement, 500 ml chacun. Pack. 2140 P (6 sprays) :

Réf. 1.005.4525

288€ **194€**



Gamme de sprays KaVo pour un retraitement manuel de vos instruments dentaires

KaVo CLEANspray/DRYspray

Spray de nettoyage et de séchage pour un nettoyage manuel intensif et validé de l'intérieur des instruments. Prouvé comme éliminant les protéines résiduelles, selon les experts.

• Pack. KaVo CLEANspray 2110 P (4 boîtes) :

Réf. 1.007.0579

94€ **84€**

• Pack. KaVo DRYspray 2117 P (4 boîtes) :

Réf. 1.007.0580

145€ **130€**

• Ensemble de démarrage KaVo CLEAN / DRYspray 2116 P :

Réf. 1.007.0573

116€ **104€**



Spray KaVo

Spray de lubrification universel pour la lubrification manuelle des instruments KaVo, propulseur en aérosol respectueux de l'environnement, 500 ml chacun. Pack. 2112 A (6 boîtes) :

Réf. 0.411.9640

288€ **194€**

OFFRE PACK

1 QUATTROcare PLUS acheté
+
6 Sprays QUATTROcare offerts

3094€ **2110€**

Code promo : 88002343

Emboût d'entretien

Emboût d'entretien des turbines SIRONA T1

Réf. 1.000.7156

198€ **184€**



Emboût d'entretien des turbines MORITA

Réf. 1.000.6063

206€ **192€**



Emboût d'entretien pour turbines NSK

Réf. 1.000.8786

204€ **189€**



Emboût d'entretien de MIDWEST Low Speed

Réf. 1.000.8459

169€ **157€**



Emboût d'entretien des turbines W&H

Réf. 1.001.7888

216€ **201€**



Emboût d'entretien BORDEN 2 canaux

Réf. 1.002.1217

161€ **149€**



Emboût d'entretien des turbines Bien-Air

Réf. 1.001.7860

239€ **222€**



Deux instruments en un : idéal pour les applications supragingivales et sous-gingivales.

Le nouveau PROPHYflex4, outil tout-en-un, est une véritable merveille technologique. Que vous traitiez une zone supragingivale ou sous-gingivale, le PROPHYflex 4 est adapté à presque toutes les situations cliniques.

Supragingival



Confortable dans la main.

Choisissez la longueur qui vous convient pour une prise en main ergonomique et moins fatigante donc plus agréable pour vos procédures.



Un concentré de bonheur.

Le jet de poudre précis et homogène empêche la dispersion de poudre et l'effet brouillard.



Puissance ajustable.

Que vous souhaitiez un nettoyage sans poudre ou une puissance maximale, vous restez toujours maître des performances de nettoyage grâce aux trois niveaux de réglage.

Sous-gingival



Le biofilm, c'est terminé.

Le jet intégré vous offre une précision de travail inégalée, tandis que les repères alignés sur ceux de votre sonde WHO permettent une évaluation parfaite de la poche.



Nettoyage en douceur des poches

La longueur de l'aéropolisseur est ajustable à votre convenance pour une prise en main optimale facilitant les traitements en région sous-gingivale.



Un instrument polyvalent et performant grâce au jet intégré.

Idéal pour les applications sous-gingivales, l'insert Perio est aussi parfaitement adapté pour le nettoyage des implants, des couronnes et des bridges, ainsi que pour le blanchiment des collets exposés.

Mon conseil pour une fiabilité optimale :



Annett Preuß
Spécialiste des ventes en Allemagne chez KaVo Kerr Instruments


« Après chaque application et avant chaque préparation, raccordez le PROPHYflex 4 sur le raccord turbine et mettez-le en marche pendant une minute avec de l'eau, puis sans eau. Cela vous permet d'éliminer tous les résidus de poudre restants dans le PROPHYflex 4 et ainsi d'éviter tout risque de bouchage. Vous pouvez également évacuer les résidus de poudre restants dans la pièce à main en activant le premier des trois niveaux d'ajustement. Il ne vous reste ensuite plus qu'à nettoyer et à préparer l'instrument, et le voilà prêt pour le prochain traitement. »

PROPHYflex 4


Un aéropolisseur pensé pour un nettoyage tout confort. Deux instruments en un : idéal pour les applications supragingivales et sous-gingivales.

Vous souhaitez rendre vos traitements prophylactiques quotidiens plus faciles, plus rapides, plus complets et encore plus agréables lors des longues séances ? Le nouveau KaVo PROPHYflex 4 répond à toutes vos attentes. Extrêmement léger et parfaitement équilibré, il bénéficie d'une conception ergonomique pour un confort d'utilisation absolu.

Supragingival



Supragingival



Sous-gingival



PROPHYflex 4 BLEU
Réf. 3.002.8000
PROPHYflex 4 ROSE
Réf. 3.002.8800
PROPHYflex 4 CITRON
Réf. 3.002.8200

1468€ **1259€**



- PROPHYPEARLS KAVO neutre (80 sticks de 15g)

Réf. 1.010.1826
164€ **139€**

- PROPHYPEARLS KAVO (80 sticks de 15g) (menthe, orange, cassis, pêche et sélection)

181€ **153€**



- Poudre PROPHYflex orange

Réf. 1.007.0014
146€ **124€**

- Poudre PROPHYflex menthe

Réf. 1.007.0017
146€ **124€**

- Poudre PROPHYflex berry

Réf. 1.007.0015
146€ **124€**

- Poudre PROPHYflex cherry

Réf. 1.007.0016
146€ **124€**

- Poudre pério KaVo PROPHYflex (4 bouteilles de 100g)

Réf. 1.009.3732
107€

- PROPHYflex 4 Perio Kit

Réf. 1.011.9403
386€ **349€**

OFFRES PACKS

OFFRE 1

1 PROPHYflex 4
+ « Power Cannula » incluse
+ 1 Poudre PROPHYflex menthe **offerte** 1615€ **1259€**
Code promo : 88002055

OFFRE 2

1 PROPHYflex 4 Perio kit
+ 1 Poudre PROPHYflex Perio **offerte** 493€ **349€**
Code promo : 88002386

Découvrez TRY KaVo

Vous souhaitez essayer gratuitement le PROPHYflex 4 pendant 10 jours.

Rendez-vous sur <https://www.kavo.com/fr-fr/try-kavo>



SONICflex

Le détartreur polyvalent

KaVo SONICflex System



KAVO
Dental Excellence

SONICflex

Le détartreur polyvalent adapté à presque toutes les indications. Grâce à sa polyvalence, le SONICflex KaVo sera bientôt l'un des instruments que vous utiliserez le plus. Avec plus de 50 inserts faciles et rapides à remplacer, il s'adapte à vos exigences à travers une large variété d'applications. Une oscillation douce, parfaite pour les patients sensibles à la douleur.

Une très large variété d'indications et d'utilisations pour des approches de traitement tout en douceur. Aucun dispositif supplémentaire n'est nécessaire, connectez-le simplement au raccord MULTIflex KaVo ou au raccord Sirona.



PROPHYLAXIS

OFFRES PACKS

- | | | |
|----------------|---|--|
| OFFRE 1 | 1 SONICflex 2008 L / LS* (au choix) + 3 inserts inclus + 1 Kit de 3 inserts scaler offert + 1 Cassette de stérilisation offerte | 2900€ 1840€ Code promo: 88002039 |
| OFFRE 2 | 1 SONICflex 2003 (au choix) + 3 inserts inclus + 1 Kit de 3 inserts scaler offert + 1 Cassette de stérilisation offerte | 2900€ 1840€ Code promo: 88000791 |
| OFFRE 3 | Inserts SONICflex 2008 5 inserts Scaler ou Paro + 1 offert | 799 545€ Code promo: 88001994 |
| OFFRE 4 | Inserts SONICflex 2003 5 inserts Scaler ou Paro + 1 offert | 799 545€ Code promo: 88001993 |

*L = Raccord KaVo
*LS = Raccord Sirona

Découvrez TRY KaVo

Vous souhaitez essayer gratuitement le SONICflex pendant 10 jours.

Rendez-vous sur
<https://www.kavo.com/fr-fr/try-kavo>



Ils ont testé pour vous



Extrait du cas clinique du Dr CAIRE:

« En conclusion l'air abrasion humide est un procédé qui s'impose pour obtenir une parfaite adhésion, par son pouvoir nettoyant. Ce micro sablage augmente les valeurs d'adhérence en modifiant l'architecture de surface des matériaux et de la dent. »

Avec la généralisation d'une dentisterie adhésive basée sur l'économie tissulaire, et des systèmes de fabrication d'éléments prothétiques produits par CFAO, le micro sablage devient une étape incontournable du processus d'assemble final. »



Extrait du cas clinique du N. Mandikos:

« Ainsi, les particules d'aluminium sous pression sont emprisonnées dans le jet d'eau et ne sont pas projetées dans la bouche ou sur l'espace de travail clinique. Le RONDOflex 360 permet au clinicien de pré-traiter proprement la surface de la dent ou l'intrados de la prothèse. »



Extrait du Témoignage du Dr Lukyanenko:

RONDOflex PLUS 360 est l'alternative aux dispositifs d'air abrasion conventionnels

Les particules de poudre sont éjectées dans un flux d'air à grande vitesse. Lorsque ces particules sont dirigées vers la cible, la substance dentaire est éliminée au moyen de l'énergie cinétique. Le jet de poudre à l'extrémité distale de la canule est entouré d'une gaine d'eau. Cela signifie que toutes les particules de poudre sont piégées par l'eau, ce qui réduit la contamination et le stress sur l'environnement immédiat, tout en offrant la même efficacité. Pas de bouche desséchée et pas de poussière ressentie par le patient après le traitement.



Retrouver l'ensemble l'intégralité des témoignages, cas cliniques et FAQ sur www.kavo.com/fr-fr

RONDOflex™ plus 360

Système d'air abrasion avec spray de pulvérisation permettant de réduire la quantité de dispersion de poudre et d'éliminer en douceur et sans douleur les matériaux présents à la surface de la dent.

Les particules d'alumine sous pression sont emprisonnées dans le jet d'eau ce qui évite la dispersion. Le RONDOflex plus 360 diffuse un jet d'eau et de poudre d'alumine concentré et homogène.

Le RONDOflex plus 360 se connecte sur le même raccord MULTIflex qu'une turbine à air, ce qui rend l'appareil encore plus pratique.

Applications possibles :

- Préparation mini-invasive des cavités
- Préparation des surfaces adhésives avant les techniques de mordantage
- Préparation des surfaces adhésives pour les appareils orthodontiques
- Préparation du scellement des sillons
- Ouverture des sillons
- Élimination des résidus d'adhésif dans des bridges, couronnes, etc. (extra-oral)

Informations relatives au produit :

Livré avec 2 canules (diamètre 0,46 mm ou 0,6 mm ainsi que 2 réservoirs de poudre et 2 flacons de poudre (75 g chacun), facile à connecter au système KaVo MULTIflex, garantie 12 mois
Réf. 1.002.2179

2220€ **1650€**



Consommables :

• Poudre RONDOflex 27 µ, abrasion moyenne, 1000 g :
Réf. 1.000.5957

58€ **53€**

• Poudre RONDOflex 50 µm, abrasion forte, 1000 g :
Réf. 1.000.5956

58€ **53€**



OFFRES PACKS

OFFRE 1

1 RONDOflex plus 360

+ 1 poudre 27µm 1000g **offerte**
+ 1 Poudre 50µm 1000g **offerte**

2-335€ **1650€**

Code promo : 88002323

OFFRE 2

1 RONDOflex plus 360

+ un Raccord MULTIflex 465 RN **offert**

2-512€ **1650€**

Code promo : 88002388

Découvrez TRY KaVo

Vous souhaitez essayer gratuitement le RONDOflex pendant 10 jours.

Rendez-vous sur <https://www.kavo.com/fr-fr/try-kavo>



NEW SURGmatic S201 XL Pro :
conçu pour durer grâce à l'hexagone

Grâce au nouveau système de serrage hexagonal, les pressions exercées sur les instruments et les manches au cours du traitement sont atténuées. Ainsi, le nombre de cycles de traitement passe à plus de 2 000, ce qui est nettement supérieur à la moyenne du marché.

Nouveau système de serrage hexagonal

Distribution uniforme des forces exercées sur plusieurs surfaces d'appui afin d'éviter de coincer les fraises ou forets

Fibre optique

Pour une vision fiable du champ opératoire

EXPERTgrip

Pour une meilleure préhension, un confort et une hygiène accrus

Démontable

La tête peut être séparée du manche pour faciliter le nettoyage



Refroidissement

Refroidissement externe et interne de type Kirschner / Meyer




Test comparatif du produit réalisé au couple maximal de 80 Ncm :

- Test réalisé jusqu'à la défaillance sur trois lots de produits de production industrielle
- Le nombre moyen de cycles de chargement de couple jusqu'à la défaillance est présenté
- Test interrompu à 2 000 cycles
- Les instruments testés sont soumis à une pression à l'aide d'un banc d'essai qui simule de manière réaliste le processus de luxation des implants par rapport à la charge de couple



S201 L and S201 XL :

De fortes charges en bordure peuvent entraîner une déformation importante et des contraintes sur le système de serrage.



S201 L Pro and S201 XL Pro :

La distribution du couple sur une plus grande surface permet de réduire la déformation du manche, tout en déplaçant la pression du bord du manche vers le milieu de l'axe. La déformation du manche est ainsi évitée.

Découvrez TRY KaVo

Vous souhaitez essayer gratuitement nos moteurs de chirurgie pendant 10 jours.
Rendez-vous sur
<https://www.kavo.com/fr-fr/try-kavo>



Gamme chirurgie

MASTERSurg LUX sans fil

Le moteur de chirurgie KaVo MASTERSurg LUX sans fil vous permet d'effectuer des interventions à un niveau inégalé. Notre philosophie est de vous permettre de réaliser des performances exceptionnelles au quotidien, grâce à des fonctionnalités pratiques qui feront toute la différence.




Réf. 1.009.1200
5816€ **5400€**



Réf. 1.008.3500
4374€ **4050€**



Première mondiale : SURGmatic™ S201 L Pro et SURGmatic™ S201 XL Pro



Grâce au système de serrage amélioré des modèles S201 L Pro et XL Pro, KaVo offre une réelle avancée en terme d'utilisation. En effet, le système hexagonal au niveau de la tête permet une distribution du couple sur une surface plus large lors du processus de vissage de l'implant.



Réf. 1.013.7540
1844€ **1320€**

SURGmatic S201 L Pro (avec Tête)



Réf. 1.013.7541
1844€ **1320€**

SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête)

Pièce à main de chirurgie INTRA



Réf. 1.009.1010
1598€ **1290€**

Pièce à main INTRA Chirurgie S11L (avec lumière)



Réf. 0.524.5600
1428€ **1020€**

Pièce à main INTRA Chirurgie 3610N1



Réf. 0.524.5610
1428€ **1020€**

Pièce à main INTRA Chirurgie 3610N2



Réf. 0.524.5620
1428€ **1020€**

Pièce à main INTRA Chirurgie 3610N3

OFFRES PACKS

1 MASTERSurg LUX Wireless
+ 1 SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête) **offert**
+ 1 Kit de tuyaux stériles S600 **offert**

7780€ **5400€**
Code promo : 88002230

1 EXPERTSurg LUX
+ 1 SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête) **offert**
+ 1 Kit de tuyaux stériles S600 **offert**

6337€ **4050€**
Code promo : 88002229


Moins cher
peut-être.

Meilleur
certainement pas.



KaVo BOX™

Réparations faites dans nos usines KaVo



Un instrument à réparer ou à réviser? Un seul click et KaVo s'occupe de tout!
Enlèvement et retour GRATUIT - Pièces d'origines - Réparation garantie 1 an.



1 Rendez-vous sur www.kavobox.com
Commandez votre réparation.
Si vous n'avez pas d'emballage adéquat, vous pouvez commander gratuitement une KaVo Box vide.



2 Insérez votre instrument KaVo dans votre KaVo BOX™, UPS l'enlèvera gratuitement le jour ouvré suivant votre demande.



3 Recevez rapidement votre instrument KaVo réparé et contrôlé. L'envoi retour est également gratuit.

Assurez-vous que votre Instrument Kavo reste un Instrument Kavo. Choisissez une réparation effectuée dans nos usines avec la KaVo BOX™.

Lorsqu'un instrument KaVo doit être réparé, optez pour le service d'excellence Kavo Box. Choisissez le meilleur service: la réparation en usine « KaVo Original » avec la KaVo BOX™. Le recours à des pièces qui ne sont pas d'origine KaVo compromet le fonctionnement de vos Instruments, vos traitements, et annule la garantie KaVo. Choisir la réparation en usine « KaVo Original », c'est s'assurer que seules des pièces de rechange KaVo d'origine sont utilisées. Offrez à vos instruments un traitement de premier ordre ou la qualité, la longévité sont au rendez-vous, et ce, à des prix fixes et attractifs.

Un service premium pour une marque d'excellence:

- Réparation en usine directement chez KaVo.
- Des professionnels spécialisés très expérimentés et compétents.
- La meilleure qualité de réparations effectuées par les équipes techniques KaVo en utilisant les pièces détachées d'origines, les outillages et bancs de tests KaVo.
- Retour rapide par messagerie express dans votre cabinet.


Vos avantages:

- Des prix forfaitaires intéressants pour presque toutes les réparations.
- Couverture totale des coûts de réparations dans le cadre de la garantie.
- Enlèvement et envoi retour gratuit.
- Une année de garantie sur les réparations et pièces de rechange remplacées.
- Commande en ligne en toute simplicité sur www.kavobox.com



KAVO BOX

Comment ça marche ?



Votre réparation en quelques clicks.

- Choisissez votre forfait de réparation
- Commander l'enlèvement gratuit de l'instrument à réparer
- KaVo procède à la réparation et au retour de l'instrument à votre cabinet

Nouveau !

KaVo BOX™ PLUS 2 : Garantie complémentaire



Optez pour la sérénité

La crise sanitaire a indéniablement augmenté la taille du parc d'instruments dont vous devez disposer, pour garantir à vos patients un niveau d'hygiène irréprochable.

Lors de vos réparations, choisissez KaVo Box™ PLUS 2 et bénéficiez d'une garantie totale de 2 ans sur vos instruments réparés.

Avec KaVo Box™ PLUS 2, optimisez la gestion de vos investissements en maintenant la valeur de vos instruments.

KaVo BOX™

Nos prix de réparation forfaitaire

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | | | | | |
| Tête 99 € | Raccord 109 € | Contre-angle bague bleue/verte sans tête 109 € | Pièce à main 159 € | Détartreur 209 € | PROPHYflex RONDoflex 209 € | Contre-angle bague bleue/verte avec tête 219 € |
| | | | | | | |
| Turbine 285 € | Contre-angle bague rouge 319 € | Moteur 319 € | Seringue multifonctions avec Canule 359 € | Seringue 3 fonctions avec Canule (bague bleue) 155 € | Unité de contrôle de laboratoire 275 € | Turbine / Pièce à main de laboratoire 319 € |

Tous les prix indiqués sont hors TVA

KaVo Original Factory repair



KaVo Box™ PLUS 2 - Garantie complémentaire

- 2 ans de garantie totale après réparation
- Souscription au moment de la réparation
- Enlèvement et retour GRATUIT



Rendez-vous sur www.kavobox.com

Equipe KaVo – Unités de Traitement et Instrumentation

Laurent CARA

Directeur Commercial France
Tél : 06 03 31 03 44
laurent.cara@kavo.com



Région Île de France et Nord

Laure VALENTIN

Responsable Régionale Fauteuils et Instrumentation
Départements : 02.08.10.27.51.59.60.62.75.76.77.78.80.91.92.93.94.95
Tél : 06 16 99 45 50
laure.valentin@kavo.com



Région Grand-Est

Denis MARTIN


Responsable Régional Fauteuils et Instrumentation
Département : 21.25.39.52.54.55.57.58.67.68.70.71.88.89.90
Tél : 06 14 99 74 61
denis.martin@kavo.com



Région Nord-Ouest

Frédéric Weigant

Responsable Régional Fauteuils et Instrumentation
Départements : 14.18.22.28.29.35.36.37.41.44.45.49.50.53.56.61.72.85
Tél : 06 07 73 30 90
frederic.weigant@kavo.com



Région Sud-Ouest

Jocelyne BONNAN

Responsable Régionale Fauteuils et Instrumentation
Départements : 16.17.19.23.24.32.33.40.46.47.64.65.79.82.86.87
Tél : 06 42 15 67 99
jocelyne.bonnan@kavo.com



Région Occitanie et Paca

Eric Maurel

Responsable Régional Fauteuils et Instrumentation
Départements : 09.11.12.13.30.31.34.48.66.81.83
Tél : 06 98 33 45 68
Eric.Maurel@kavo.com



Région Sud-Est & Rhône-Alpes

Christophe DELAHOUSSE

Responsable Régional Fauteuils et Instrumentation
Départements : 01.03.04.05.06.07.15.26.2a.2b.38.42.43.63.69.73.74.84
Tél : 06 03 31 03 43
christophe.delahousse@kavo.com

